

ATLANT

OPTICAL – SUN



EN Product name

Optical eyeglass frame. In accordance with EU Regulation 2017/745 (Annex VIII, Chapter III: Classification Rules) and Standard EN ISO 12870:2016, this eyeglass frame belongs to the category of Class I medical devices. The main purpose of the product is to be used with ophthalmic lenses fitted according to a doctor's prescription for the correction of visual defects.

Categories of sunglass filters according to ISO 12312-1:2013/A1:2015.

CATEGORY 0

Sunglasses with very light tint. Very limited glare reduction. Limited UV protection.

CATEGORY 1

Lightly tinted sunglasses. Limited protection against glare. Moderate UV protection.

CATEGORY 2

General-purpose sunglasses. Good protection against glare. Good UV protection.

CATEGORY 3

General-purpose sunglasses. High protection against glare. Good UV protection.

CATEGORY 4

Very dark glasses for special use. Very high glare reduction. Very high protection against extreme light (sea, snow, high mountains or desert). Good UV protection.

OFFVIEW uses only high-quality lenses that are comfortable and safe. They provide clear vision and high absorption of UVA and UVB rays. The choice of lens type depends on the level of ambient light and individual sensitivity. A selection of models includes polarized, photochromic and A.R. filters, which provide greater protection against solar glare.

Material from which the product is made

Stainless steel (and its alloys), acetate, ALYTE®, titanium and combinations of these.

Warnings

Optical frames are supplied with presentation lenses, which are not intended for use but only to maintain the shape of the glasses and to allow the frame to be tried on under conditions as close as possible to the real configuration.

For glasses made of ALYTE® material, do not use products containing alcohol, as they may deteriorate the material and affect its resistance and surface finish.

Allergies

Our glasses are made from high-quality hypoallergenic materials that strictly comply with all current safety and health regulations. However, it cannot be excluded that certain more sensitive or allergic individuals may experience adverse reactions as a result of contact with the materials and treatments applied to the frames.

Use

Only use frames in perfect condition. When using the glasses, avoid sudden movements. Always put on and remove the glasses with both hands. Otherwise, the glasses may deform or even break. Do not wear the glasses on top of your head, as the temples of the frame may deform and increase the distance between them. Protect your glasses from extreme temperatures (above +35°C and below -10°C), radiant heat, chemicals (for example cleaning products, acetone, glue, ethers, alcohols, etc.), cosmetics (for example perfume, hair spray) and seawater. Do not use in the sauna or solarium.

Transport and storage

When not using the glasses, always store them in a suitably sized rigid case. Place the glasses in the case with the lenses facing upward.

The case must be in perfect condition, as worn lining or dirt may scratch the glasses. Do not place the glasses on the dashboard or in the glove compartment. We recommend not using mineral lenses in the car.

Cleaning

Eyeglass frames may be sensitive to chemical agents (for example acidic or alkaline cleaners, solvents, alcohols, etc.). Clean the frame with a dry microfiber cloth or with a neutral/special cleaning liquid. In case of occasional contact with agents such as salt water (sea water), pool water, chemicals such as cosmetics, hair spray, sunscreen and insect repellent, immediate cleaning with a soft damp cloth is recommended. Ultrasonic cleaning once a year is advisable. This process removes acidic deposits, thus preventing the risk of allergic skin symptoms and corrosion of the device.

ES Nombre del producto

Montura de gafas de óptica, de conformidad con el Reglamento 2017/745 de la UE (anexo VIII, capítulo III: Normas de clasificación) y Norma EN ISO 12870:2016, esta montura de gafas pertenece a la categoría de productos sanitarios de clase I. La finalidad principal del producto es ser utilizado con lentes oftalmológicas adaptadas de acuerdo con la prescripción de un médico, para la corrección de defectos visuales.

Categorías de filtros de gafas de Sol según ISO 12312-1:2013/A1:2015.

CATEGORÍA 0

Gafas de sol de tono claro. Reducción de deslumbramiento muy limitada. Protección UV limitada.

CATEGORÍA 1

Gafas de sol de tono claro. Protección limitada contra el deslumbramiento. Protección UV moderada.

CATEGORÍA 2

Gafas de sol de uso general. Buena protección contra el deslumbramiento. Buena protección UV.

CATEGORÍA 3

Gafas de sol de uso general. Alta protección contra el deslumbramiento. Buena protección UV.

CATEGORÍA 4

Gafas muy oscuras para uso especial. Muy alta reducción de deslumbramiento. Muy alta protección contra la luz extrema (mar, nieve, alta montaña o desierto). Buena protección UV.

OFFVIEW utiliza únicamente lentes de alta calidad, cómodas y seguras. Ofrecen una visión clara y una alta absorción de rayos UVA y UVB. La elección del tipo de lente depende del nivel de luz ambiental y la sensibilidad individual. Una selección de modelos incluye filtros polarizados, fotocromáticos y A.R., que proporcionan mayor protección contra el deslumbramiento solar.

Material del que está hecho el producto

Acero inoxidable (y sus aleaciones), acetato, ALYTE®, Titanio y combinaciones de estos.

Advertencias

Las monturas de óptica se suministran con lentes de presentación, que no están destinadas al uso, sino únicamente a mantener la forma de la gafa y a permitir probarse la montura en condiciones lo más parecidas posibles a la configuración real.

En las gafas del material ALYTE ® no utilice productos que contengan alcohol, ya que pueden deteriorar el material y afectar su resistencia y acabado superficial.

Alergias

Nuestras gafas están fabricadas con materiales hipoalergénicos de alta calidad que cumplen rigurosamente con todas las normativas vigentes en

materia de seguridad y salud. No puede excluirse que determinadas personas más sensibles o alérgicas puedan experimentar reacciones adversas como consecuencia del contacto con los materiales y tratamientos aplicados a las monturas.

Utilización

Utilice únicamente monturas en perfecto estado. Cuando utilice las gafas, evite los movimientos bruscos. Colóquese siempre las gafas en la cabeza y quíteselas con ambas manos. De lo contrario, las gafas podrían deformarse o incluso romperse. No lleve las gafas por encima de la cabeza, ya que las varillas de la montura se deformarían y aumentaría la distancia entre ellos. Proteja sus gafas de las temperaturas extremas (superiores a +35°C e inferiores a -10°C), del calor radiante, de los productos químicos (por ejemplo, productos de limpieza, acetona, pegamento, éteres, alcoholes, etc.), de los cosméticos (por ejemplo, perfume, laca para el pelo), del agua de mar. No utilizar en la sauna ni en el solárium.

Transporte y almacenamiento

Cuando no utilice las gafas, guárdelas siempre en un estuche resistente de tamaño adecuado. Coloque las gafas en el estuche con las lentes hacia arriba. El estuche debe estar en perfecto estado, ya que el forro desgastado o la suciedad pueden rayar las gafas. No coloque las gafas en el salpicadero ni en la guantera. Recomendamos no usar lentes de minerales en el coche.

Limpieza

Las monturas de las gafas pueden ser sensibles a los agentes químicos (por ejemplo, limpiadores ácidos o alcalinos, disolventes, alcoholes, etc.). Limpie la montura con un paño de microfibra seco o con un líquido limpiador neutro/especial. En caso de contacto ocasional con agentes como agua salada (agua de mar), agua de piscina, productos químicos como cosméticos, laca para el pelo, crema solar y repelente de insectos, se recomienda una limpieza inmediata con un paño suave y húmedo. Es aconsejable una limpieza por ultrasonidos una vez al año. En este proceso se eliminan los

depósitos ácidos, evitando así el peligro de síntomas alérgicos en la piel y la corrosión del aparato.

IT Nome del prodotto

Montatura per occhiali da vista. In conformità al Regolamento UE 2017/745 (Allegato VIII, Capitolo III: Regole di classificazione) e alla norma EN ISO 12870:2016, questa montatura appartiene alla categoria dei prodotti medici di classe I. Il prodotto è destinato ad essere utilizzato con lenti oftalmiche adattate secondo la prescrizione di un medico per la correzione dei difetti visivi.

Categorie dei filtri per occhiali da sole secondo ISO 12312-1:2013/A1:2015.

CATEGORIA 0

Occhiali da sole con tinta molto chiara. Riduzione dell'abbagliamento molto leggera. Protezione UV leggera.

CATEGORIA 1

Occhiali da sole con tinta leggera. Protezione moderata contro l'abbagliamento. Protezione UV moderata.

CATEGORIA 2

Occhiali da sole per uso generale. Buona protezione contro l'abbagliamento. Buona protezione UV.

CATEGORIA 3

Occhiali da sole per uso generale. Alta protezione contro l'abbagliamento. Buona protezione UV.

CATEGORIA 4

Occhiali molto scuri per uso speciale. Riduzione molto elevata dell'abbagliamento. Protezione molto elevata contro la luce estrema (mare, neve, alta montagna o deserto). Alta protezione UV.

OFFVIEW utilizza esclusivamente lenti di alta qualità, confortevoli e sicure. Offrono una visione chiara e un'elevato assorbimento dei raggi UVA e UVB. La scelta del tipo di lente dipende dal livello di luce ambientale e dalla sensibilità visiva di ciascuna persona. Alcuni modelli includono filtri polarizzati, fotocromatici e A.R., che offrono una maggiore protezione contro l'abbagliamento solare.

Materiale del prodotto

acciaio inossidabile (e sue leghe), acetato, ALYTE®, titanio e combinazioni di questi materiali.

Avvertenze

Le montature ottiche sono fornite con lenti dimostrative che non sono destinate all'uso, ma solo a mantenere la forma degli occhiali e a consentire di provare la montatura in condizioni il più possibile simili alla configurazione reale.

Per gli occhiali realizzati in ALYTE®, non utilizzare prodotti contenenti alcool per pulire la montatura, poiché possono deteriorare il materiale e comprometterne la resistenza e la finitura superficiale.

Allergie

I nostri occhiali sono realizzati con materiali ipoallergenici di alta qualità conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e salute. Tuttavia, alcune persone più sensibili o allergiche possono manifestare reazioni avverse a causa del contatto con i materiali e i trattamenti applicati alle montature.

Utilizzo

Utilizzare solo montature in perfette condizioni. Evitare movimenti bruschi durante l'uso degli occhiali. Indossare e togliere sempre gli occhiali con entrambe le mani. In caso contrario, potrebbero deformarsi o rompersi. Non indossare gli occhiali sopra la testa, poiché le aste potrebbero deformarsi. Proteggere gli occhiali da temperature estreme, calore radiante, sostanze chimiche, cosmetici e acqua di mare. Non utilizzare in sauna o solarium.

Trasporto e conservazione

Quando non si utilizzano, conservare sempre gli occhiali in un astuccio rigido di dimensioni adeguate. Riporre gli occhiali nell'astuccio con le lenti rivolte verso l'alto. L'astuccio deve essere in perfette condizioni, poiché una fodera usurata o non pulita può graffiare gli occhiali. Non lasciare gli occhiali sul cruscotto o nel vano portaoggetti. Si consiglia di non utilizzare lenti minerali in auto.

Pulizia

Le montature possono essere sensibili agli agenti chimici. Pulire la montatura con un panno in microfibra asciutto o con un liquido detergente neutro/specifico. In caso di contatto con acqua salata, acqua di piscina o cosmetici, pulire immediatamente con un panno morbido e umido. Si consiglia una pulizia a ultrasuoni una volta all'anno.

FR Nom du produit

Monture de lunettes optiques. Conformément au règlement UE 2017/745 (annexe VIII, chapitre III : règles de classification) et à la norme EN ISO 12870:2016, cette monture appartient à la catégorie des dispositifs médicaux de classe I. Le produit est destiné à être utilisé avec des verres ophtalmiques adaptés selon la prescription d'un médecin pour la correction des défauts visuels.

Catégories de filtres solaires selon
ISO 12312-1:2013/A1:2015.

CATÉGORIE 0

Lunettes de soleil très claires. Réduction de l'éblouissement très limitée. Protection UV limitée.

CATÉGORIE 1

Lunettes de soleil légèrement teintées. Protection limitée contre l'éblouissement. Protection UV modérée.

CATÉGORIE 2

Lunettes de soleil d'usage général. Bonne protection contre l'éblouissement. Bonne protection UV.

CATÉGORIE 3

Lunettes de soleil d'usage général. Haute protection contre l'éblouissement. Bonne protection UV.

CATÉGORIE 4

Lunettes très foncées pour usage spécial. Très forte réduction de l'éblouissement. Très haute protection contre la lumière extrême (mer, neige, haute montagne ou désert). Bonne protection UV.

OFFVIEW utilise uniquement des verres de haute qualité, confortables et sûrs. Ils offrent une vision claire et une forte absorption des rayons UVA et UVB. Le choix du type de verre dépend du niveau de luminosité ambiante et de la sensibilité individuelle. Une sélection de modèles comprend des filtres polarisés, photochromiques et A.R., offrant une meilleure protection contre l'éblouissement solaire.

Matériau du produit

acier inoxydable (et ses alliages), acétate, ALYTE®, titane et combinaisons de ces matériaux.

Avertissements

Les montures optiques sont fournies avec des verres de démonstration qui ne sont pas destinés à l'usage, mais uniquement à maintenir la forme des lunettes et à permettre l'essayage dans des conditions proches de la configuration réelle.

Pour les lunettes fabriquées en ALYTE®, n'utilisez pas de produits contenant de l'alcool pour nettoyer la monture, car ils peuvent détériorer le matériau et affecter sa résistance et sa finition de surface.

Allergies

Nos lunettes sont fabriquées avec des matériaux hypoallergéniques de haute qualité conformes aux réglementations en vigueur en matière de sécurité et de santé. Toutefois, certaines personnes plus sensibles ou allergiques peuvent présenter des réactions indésirables au contact des matériaux et traitements appliqués aux montures.

Utilisation

Utilisez uniquement des montures en parfait état. Évitez les mouvements brusques lors de l'utilisation des lunettes. Mettez et retirez toujours les lunettes avec les deux mains. Sinon, elles pourraient se déformer ou se casser. Ne portez pas les lunettes sur la tête, car les branches pourraient se déformer. Protégez les lunettes des températures extrêmes, de la chaleur rayonnante, des produits chimiques, des cosmétiques et de l'eau de mer. Ne pas utiliser dans le sauna ni dans un solarium.

Transport et stockage

Lorsque vous ne les utilisez pas, conservez toujours les lunettes dans un étui rigide adapté. Placez les lunettes dans l'étui avec les verres vers le haut. L'étui doit être en bon état, car une doublure usée ou sale peut rayer les lunettes. Ne placez pas les lunettes sur le tableau de bord ou dans la boîte à gants. Nous recommandons de ne pas utiliser de verres minéraux dans la voiture.

Nettoyage

Les montures peuvent être sensibles aux agents chimiques. Nettoyez la monture avec un chiffon microfibre sec ou avec un liquide nettoyant neutre/spécial. En cas de contact avec de l'eau salée, de l'eau de piscine, des cosmétiques ou d'autres produits chimiques, nettoyez immédiatement avec un chiffon doux humide. Un nettoyage par ultrasons une fois par an est recommandé.

DE Produktname

Optische Brillenfassung. Gemäß der EU-Verordnung 2017/745 (Anhang VIII, Kapitel III: Klassifizierungsregeln) und der Norm EN ISO 12870:2016 gehört diese Brillenfassung zur Kategorie der Medizinprodukte der Klasse I. Der Hauptzweck des Produkts besteht darin, mit ophthalmischen Gläsern verwendet zu werden, die gemäß der Verschreibung eines Arztes zur Korrektur von Sehfehlern angepasst werden.

Kategorien von Sonnenbrillenfiltern gemäß
ISO 12312-1:2013/A1:2015.

KATEGORIE 0

Sonnenbrillen mit sehr heller Tönung. Sehr begrenzte Blendungsreduzierung. Begrenzter UV-Schutz.

KATEGORIE 1

Sonnenbrillen mit leichter Tönung. Begrenzter Schutz gegen Blendung. Mäßiger UV-Schutz.

KATEGORIE 2

Sonnenbrillen für den allgemeinen Gebrauch. Guter Schutz gegen Blendung. Guter UV-Schutz.

KATEGORIE 3

Sonnenbrillen für den allgemeinen Gebrauch. Hoher Schutz gegen Blendung. Guter UV-Schutz.

KATEGORIE 4

Sehr dunkle Brillen für spezielle Anwendungen. Sehr hohe Blendungsreduzierung. Sehr hoher Schutz gegen extreme Lichtverhältnisse (Meer, Schnee, Hochgebirge oder Wüste). Guter UV-Schutz.

OFFVIEW verwendet ausschließlich hochwertige, komfortable und sichere Gläser. Sie bieten klare Sicht und eine hohe Absorption von UVA- und UVB-Strahlen. Die Wahl des Glastype hängt vom Umgebungslicht und von der individuellen Empfindlichkeit ab. Eine Auswahl von Modellen enthält polarisierte, photochrome und A.R.-Filter, die einen besseren Schutz vor Sonnenblendung bieten.

Material des Produkts

Edelstahl (und seine Legierungen), Acetat, ALYTE®, Titan und Kombinationen dieser Materialien.

Warnhinweise

Optische Fassungen werden mit Präsentationsgläsern geliefert, die nicht für den Gebrauch bestimmt sind, sondern lediglich dazu dienen, die Form der Brille zu erhalten und das Anprobieren der Fassung

unter möglichst realistischen Bedingungen zu ermöglichen.

Bei Brillen aus ALYTE® dürfen keine alkoholhaltigen Produkte zur Reinigung der Fassung verwendet werden, da diese das Material beschädigen und seine Widerstandsfähigkeit sowie die Oberflächenbeschaffenheit beeinträchtigen können.

Allergien

Unsere Brillen werden aus hochwertigen hypoallergenen Materialien hergestellt, die alle geltenden Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften strikt erfüllen. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass besonders empfindliche oder allergische Personen aufgrund des Kontakts mit den Materialien und den auf die Fassungen aufgetragenen Behandlungen unerwünschte Reaktionen entwickeln.

Verwendung

Verwenden Sie nur Fassungen in einwandfreiem Zustand. Vermeiden Sie beim Tragen der Brille ruckartige Bewegungen. Setzen Sie die Brille immer mit beiden Händen auf und nehmen Sie sie auch mit beiden Händen ab. Andernfalls kann sich die Brille verformen oder sogar brechen. Tragen Sie die Brille nicht auf dem Kopf, da sich die Bügel der Fassung verformen können. Schützen Sie Ihre Brille vor extremen Temperaturen (über +35 °C und unter -10 °C), vor Strahlungswärme, Chemikalien (z. B. Reinigungsmittel, Aceton, Klebstoffe, Ether, Alkohole usw.), Kosmetika (z. B. Parfüm, Haarspray) und Meerwasser. Nicht in der Sauna oder im Solarium verwenden.

Transport und Aufbewahrung

Wenn Sie die Brille nicht verwenden, bewahren Sie sie immer in einem stabilen Etui geeigneter Größe auf. Legen Sie die Brille mit den Gläsern nach oben in das Etui. Das Etui muss in einwandfreiem Zustand sein, da eine abgenutzte Innenauskleidung oder Schmutz die Brille zerkratzen kann. Legen Sie die Brille nicht auf das Armaturenbrett oder in das Handschuhfach. Wir empfehlen, im Auto keine Mineralgläser zu verwenden.

Reinigung

Brillenfassungen können empfindlich gegenüber chemischen Substanzen sein (z. B. saure oder alkalische Reiniger, Lösungsmittel, Alkohole usw.). Reinigen Sie die Fassung mit einem trockenen Mikrofasertuch oder mit einer neutralen/speziellen Reinigungslösung. Bei gelegentlichem Kontakt mit Salzwasser (Meerwasser), Poolwasser, Kosmetika, Haarspray, Sonnenschutzmitteln oder Insektenschutzmitteln wird eine sofortige Reinigung mit einem weichen, feuchten Tuch empfohlen. Eine Ultraschallreinigung einmal pro Jahr ist ratsam. Dabei werden saure Ablagerungen entfernt und das Risiko allergischer Hautreaktionen sowie Korrosion des Produkts reduziert.

OFFVIEW SL

Bosc Tancat, 4

08290

Cerdanyola del Vallès

Barcelona SPAIN

www.offview.com



A purpose-driven brand created for today's man—someone who values culture and design, and embraces technical innovation and functionality as core brand pillars.